

brillAance!

Un système de blanchiment À DOMICILE professionnel



1-800-667-9622
www.synca.com

337 Marion, Le Gardeur, QC, Canada, J5Z 4W8

brillAance!

MODE D'EMPLOI



brillAance!

INGRÉDIENTS:

Propylène glycol, glycérine casher, peroxyde de carbamide (22%), nitrate de potassium, carbopole, huile essentielle de menthe poivrée, triéthanolamine, xylitol.

PRÉCAUTION:

Pour utilisation cosmétique seulement. Non recommandé pour les femmes enceintes, allaitantes, et les personnes de moins de 14 ans. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients. S'il y a contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Entreposer dans un endroit frais.

MODE D'EMPLOI

Brossez les dents et passez la soie dentaire. Placez une goutte de solution à l'intérieur de la gouttière Brillance pour chaque dent nécessitant un blanchiment. À l'aide des deux mains, insérez délicatement la gouttière dans la bouche. Crachez tout excédent de solution, car l'agent de blanchiment, sans être toxique, peut cependant causer une irritation de la gorge. La façon la plus sécuritaire est de porter la gouttière Brillance 30 à 45 minutes ou en suivant bien les recommandations de votre dentiste.

Le port prolongé de la gouttière ne doit être fait que sous la recommandation de votre dentiste et seulement après qu'un traitement moins agressif se soit avéré inefficace. Si vous ressentez beaucoup de sensibilité, vous pouvez demander à votre dentiste un gel à base de fluor. Ce gel peut être brossé sur vos dents une à deux fois par jour et réduira considérablement votre sensibilité au traitement.

Pour obtenir une efficacité maximale de ce traitement, vous

devez maintenir une excellente hygiène buccale en utilisant la soie dentaire et la brosse à dents.

Enlevez votre gouttière pour manger. Brossez-la chaque jour la gouttière, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Au début, votre dentiste devrait vérifier votre bouche chaque semaine (ou aux 2 semaines) pour s'assurer qu'aucune irritation n'affecte vos dents, gencives ou restaurations dentaires.

Si vous avez des restaurations en composite blanc ou en porcelaine, il est possible que vos dents deviennent plus blanches que celles-ci.

Il est fortement recommandé de vous abstenir de fumer durant la période de blanchiment, car le peroxyde peut augmenter l'effet carcinogène du tabac.

En cas d'inconfort ou de problème, cessez le traitement et consultez votre dentiste immédiatement pour de nouvelles instructions.